


患者様個々の膣口サイズに配慮し3サイズをラインアップ。コストパフォーマンスにも優れた製品です。
器具の行き交いを補助し検体摘出のための経路確保など幅広い用途でご使用いただけます。

Vtube II

VチューブII




Vチューブをさらに追求し安全性と信頼性を得るため改良し進化させたVチューブII。
TLHを始めとした婦人科医療の様々な腹腔鏡下外科手術で操作しやすく迅速な対応を考慮し設計され
子宮摘出後の子宮切断面の閉鎖縫合など女性特有のデリケートゾーンへの手技を速やかにアシストします。

VtubeII

VチューブIIはTLHをはじめとした婦人科医療の様々な腹腔鏡下外科手術でご使用ください。

腔切開時の目視基準、子宮摘出後の腔壁断端の閉鎖縫合や
人体の自然開口部向けの拡張器として使用いただけます。

また先端外径から後端外径の幅を広げる形状により子宮摘出時に腔からエア漏れを防ぎます。



製品番号	先端外径	有効長	数量
CK-VII 31	31mm	172mm	1箱 1本入
CK-VII 35	35mm	174mm	
CK-VII 39	39mm	176mm	

一般的名称:自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 クラス分類:一般医療機器(クラスI) 届出番号:14B1X00007000027 特許出願中
※本製品は Disposable 製品につき再滅菌・再使用はしないでください。※仕様・形状・価格については、改良等の理由により予告なく変更することがあります。

販売元
KCM ケン・メディカル株式会社

本社: 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号
TEL 06(4962)5060 (代表) FAX 06(4962)5070
東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島4丁目5番7号 目黒ビル
TEL 03(3818)6621 (代表) FAX 03(3818)6595

製造販売元
クリエートメディック株式会社

取扱代理店