

CK子宮マニピュレーションセット

CK Uterine Manipulation Set



- 腹腔鏡下手術における
子宮操作と切除をサポート
- 上下左右方向への子宮操作
- TLH 時の子宮固定
- 卵管色素テスト

CK子宮マニピュレーションセット

回転式グリップとトリガーの操作により、上限90°～下限50°の範囲内での動きと7段階の角度の固定が可能になりました。

また子宮マニピュレーターチップには、最先端部の形状見直しと更にコーティング加工することにより、挿入性が向上した設計となっています。



先端には独自技術のコーティング加工が施されています。



●子宮マニピュレーターハンドル (リユース)

CK-100 (1本)

回転式グリップ

通水検査用注入口

固定用バルーン滅菌水注入口

トリガー

●子宮マニピュレーターチップ


CK-4065	φ4.0mm×65mm	5個入 1箱
CK-5365	φ5.3mm×65mm	
CK-5380	φ5.3mm×80mm	
CK-5390	φ5.3mm×90mm	
CK-53100	φ5.3mm×100mm	

UP90°

Down50°

CK子宮マニピュレーションセット TLH用システム

TLH用システムは、コルポカップとブロックバルーンから構成される腹腔鏡下腔壁切開システムです。子宮マニピュレーターチップに装着し、子宮の可動性を最大限に活かし、処置範囲の視野を広げ、巧みな操作に十分なスペースを確保し、切開部位の決定をサポートします。



●ブロックバルーン
CK-BB5 (5個入)
※滅菌水をご使用ください。

●コルポカップ (ディスポ)

CK-P27	φ27mm	3個入 1箱
CK-P31	φ31mm	
CK-P35	φ35mm	
CK-P39	φ39mm	

●コルポカップ (リユース)

CK-S27	φ27mm	1個入
CK-S31	φ31mm	
CK-S35	φ35mm	
CK-S39	φ39mm	

※子宮マニピュレーターチップ、ブロックバルーン、コルポカップ(ディスポ)はディスポーザブル製品につき再滅菌、再使用はしないで下さい。

※CK子宮マニピュレーションセットはリユースとディスポを組み合わせて使用する製品です。 ※仕様・形状・価格については、改良等の理由により予告なく変更することがあります。

医療機器認証番号 301AIBZX00019000

販売元 **ケン・メディカル株式会社**

本社：〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号
TEL 06(4962) 5060 (代表) FAX 06(4962) 5070

東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島4丁目5番7号 目黒ビル
TEL 03(3818) 6621 (代表) FAX 03(3818) 6595

製造販売元 **クリエートメディック株式会社**

取扱代理店