

# Vtube


Vチューブ

婦人科医療の様々な腹腔鏡下外科手術において操作し易く迅速な対応を考慮し設計されたVチューブ。  
子宮摘出後の子宮切断面の閉鎖縫合など女性特有のデリケートゾーンへの手技を速やかにアシストします。  
患者様個々の膣口サイズに配慮し3タイプをラインアップし、さらにコストも抑えた優れた製品です。





**Vチューブは婦人科医療の様々な腹腔鏡下外科手術でご使用ください。**  
子宮摘出後の膈壁断端の閉鎖縫合や人体の自然開口部向けの拡張器として使用いただけます。



先端外径から後端外径の幅を広げる形状により子宮摘出時に膈からのエアー漏れを防ぎます。

| 製品番号   | 先端外径  | 後端外径  | 有効長   | 数 量    |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| CK-V31 | φ31mm | φ39mm | 177mm | 1箱 1本入 |
| CK-V35 | φ35mm | φ43mm |       |        |
| CK-V39 | φ39mm | φ47mm |       |        |

一般的名称

自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器

クラス分類

一般医療機器(クラスI)

届出番号

14B1X00007000025

特許番号

特許第7291368号(P7291368)

※本製品はディスポーザブル製品につき再滅菌・再使用はしないでください。※仕様・形状・価格については、改良等の理由により予告なく変更することがあります。



販売元

**ケン・メディカル株式会社**

本 社：〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号  
TEL 06(4962)5060(代表) FAX 06(4962)5070

東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島4丁目5番7号 目黒ビル  
TEL 03(3818)6621(代表) FAX 03(3818)6595

製造販売元

**クリエートメディック株式会社**

取扱代理店